



Analytické váhy a analyzátory vlhkosti špičkovej kvality

ANALYTICKÉ VÁHY ABP 200-5DM

Prémiové analytické váhy najnovšej generácie pre extrémne rýchle a stabilné výsledky váženia

- Duálny rozsah váh
- Rozsah váženia: 102/220 g
- Odčítateľnosť: 0,01/0,1 mg
- Minimálne zaťaženie: 1 mg
- Reprodukovateľnosť: 0,05/0,1 mg
- Linearita: 0,1/0,2 mg
- Spolu s váhou možno zakúpiť verifikáciu váh od výrobcu (class I.) alebo DAkkS kalibračný certifikát



NOVINKA

Najnovšia generácia ionizačnej technológie KERN umožňuje mimoriadne rýchlu neutralizáciu elektrostatického náboja. Doplnkové príslušenstvo pre model ABP 200-5DM.

ANALYTICKÉ VÁHY ABJ 220-4NM

Jeden z najpredávanejších modelov analytických váh s vysoko kvalitným vážiacim systémom, jednodukomorové

- Rozsah váženia: 220 g
- Odčítateľnosť: 0,1 mg
- Minimálne zaťaženie: 0,01 g
- Reprodukovateľnosť: 0,2 mg
- Linearita: 0,3 mg
- Spolu s váhou možno zakúpiť DAkkS kalibračný certifikát



ANALYTICKÉ VÁHY ACJ 200-4M

Jeden z najpredávanejších modelov analytických váh s vysoko kvalitným jednodukomorovým vážiacim systémom, s typovým schválením EC

- Rozsah váženia: 220 g
- Odčítateľnosť: 0,1 mg
- Minimálne zaťaženie: 0,01 g
- Reprodukovateľnosť: 0,2 mg
- Linearita: 0,3 mg
- Spolu s váhou možno zakúpiť verifikáciu váh od výrobcu (class I.) alebo DAkkS kalibračný certifikát



ANALYTICKÉ VÁHY ABT 320-4NM

Prémiové váhy so systémom
váženia Single Cell

- Rozsah váženia: 320 g
- Odčítateľnosť: 0,1 mg
- Minimálne zaťaženie: 10 mg
- Reprodukovateľnosť: 0,1 mg
- Linearita: 0,3 mg
- Spolu s váhou možno zakúpiť
verifikáciu váh od výrobcu (class I.)
alebo DAkKS kalibračný certifikát



ANALYZÁTOR VLHKOSTI DLB 160-3A

Analýzátor vlhkosti s intuitívnym
grafickým displejom a užívateľským
návodom v 6 jazykoch

- Rozsah váženia: 160 g
- Odčítateľnosť: 0,001 g
- Reprodukovateľnosť: 0,001 g
- Spolu s analyzátorom možno
zakúpiť DAkKS kalibračný certifikát

Počas merania: aktuálna teplota, aktívny
profil ohrevu, aktívne kritéria vypnutia,
prerušenie procesu sušenia, zastavenie
procesu sušenia, zobrazenie aktuálnych
parametrov sušenia, prepnutie jednotiek
pre zobrazované výsledky.


Po ukončení merania: ukončenie programu
sušenia, vytlačenie správy o meraní,
(de)aktivovanie, upravenie parametrov GLP,
zobrazenie podrobného výsledku, prepnutie
jednotiek zobrazovaných výsledkov.



ANALYZÁTOR VLHKOSTI DAB 100-3

Analýzátor vlhkosti ideálny
pre opakujúce sa rýchle testy
s odčítateľnosťou 10 mg

- Rozsah váženia: 110 g
- Odčítateľnosť: 0,001 g
- Reprodukovateľnosť: 0,001 g
- Linearita: 3 mg
- Spolu s analyzátorom možno
zakúpiť DAkKS kalibračný certifikát
- Aktívny proces sušenia, aktívny profil
ohrievania, aktívne kritéria vypnutia,
predchádzajúci čas sušenia, aktuálna
teplota a obsah vlhkosti v %



Názov	IBA VÁHY Cena bez DPH	IBA VÁHY Cena s DPH	VÁHY + DAkKS certifikát na meno užívateľa Cena bez DPH	VÁHY + DAkKS certifikát na meno užívateľa Cena s DPH	VÁHY + Verifikácia class I + DAkKS certifikát na meno užívateľa Cena bez DPH	VÁHY + Verifikácia class I + DAkKS certifikát na meno užívateľa Cena s DPH
Analytické váhy ABJ 220-4NM	970,00 €	1 164,00 €	1 170,00 €	1 404,00 €		
Analytické váhy ABP 200-5DM	2 210,00 €	2 652,00 €			2 660,00 €	3 192,00 €
Analytické váhy ABT 320-4NM	1 580,00 €	1 896,00 €			1 900,00 €	2 280,00 €
Analytické váhy ACJ 200-4M	1 000,00 €	1 200,00 €			1 200,00 €	1 440,00 €
Analýzátor vlhkosti DAB 100-3	870,00 €	1 044,00 €	1 050,00 €	1 260,00 €		
Analýzátor vlhkosti DLB 160-3A	950,00 €	1 140,00 €	1 140,00 €	1 368,00 €		



Viac informácií nájdete na stránke www.lambda.sk pri jednotlivých produktoch.

